

抗Bnpポリクローナル抗体 (Wb, If, Ihc, Elisa用) - P16860

商品番号: CM0020551



前書き

BNPウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の心臓ホルモンBNPを検出します。

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、およびELISAでの検証済み。心血管および腎臓の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNPウサギpAb
備考/別名	BNP; Iso-ANP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4879
遺伝子ID	4879
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16860
タンパク質重量	15 kDa
配送	アイスバッグ