

Wb、Elisa用抗Bnpラビットモノクローナル抗体 - P16860

商品番号: CM0007460



前書き

ヒトBNP（Iso-ANP）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。心腎およびナトリウム利尿ペプチドの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNP Rabbit mAb
備考/別名	BNP; Iso-ANP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4879
遺伝子ID	4879
免疫原	合成ペプチド ヒトBNP (NP_002512.1) のアミノ酸35-134以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16860
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ