

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Bob1モノクローナル抗体 - Q16633

商品番号: CM0010519



前書き

ヒトBOB1 (POU2AF1)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC
C、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応性あり。B細胞転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOB1 ウサギmAb
備考/別名	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5450
遺伝子ID	5450
免疫原	ヒトBOB1 (NP_006226.2) のアミノ酸150-250に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16633
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ