

WbおよびElisa用 抗Bokウサギモノクローナル抗体 - Q9Umx3

商品番号: CM0006990



前書き

ヒトBOK（Bcl-2関連卵巣キラー蛋白質）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラット間での交差反応性あり。アポトーシスおよびミトコンドリア経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOK ウサギ mAb
備考/別名	BOKL; BCL2L9; BOK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	666
GeneID	666
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMX3
タンパク質重量	23kDa
発送	保冷バッグ