


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Bokウサギポリクローナル抗体 - Q9Umx3

商品番号: CM0020643



前書き

ヒトBOK（BCL2L9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよび腫瘍学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOKウサギpAb
備考／別名	BOKL; BCL2L9; BOK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	666
遺伝子ID	666
免疫原	合成ペプチド ヒトBOK（NP_115904.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMX3
タンパク質分子量	23 kDa
輸送条件	保冷剤