


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bola3ポリクローナル抗体 - Q53S33

商品番号: CM0024332



前書き

ヒトBOLA3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアFe-Sクラスター集合研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOLA3 Rabbit pAb
備考/別名	MMDS2; BOLA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	388962
GeneID	388962
免疫原	ヒトBOLA3 (NP_997717.2) のアミノ酸1-68に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53S33
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋