

Wb、Elisa用抗Bollポリクローナル抗体 - Q8N9W6

商品番号: CM0027803

前書き

ヒトBOLL（BOULE）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。
ヒト、マウス、ラットのサンプル中のBOLLを検出します。精子形成およびRNA結合タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BOLL Rabbit pAb
備考/別名	BOULE; BOLL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	66037
遺伝子ID	66037
免疫原	ヒトBOLL (NP_149019.1) のアミノ酸1-283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N9W6
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ