

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Boule/Bollモノクローナル抗体 - Q8N9W6

商品番号: CM0012261

前書き

ヒトBOLL（BOULE）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。精子形成および生殖能力の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOULE/BOLLウサギmAb
備考/別名	BOULE
種	ヒト
GeneID（ヒト）	66037
GeneID	66037
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBOLL（NP_932074.1）のアミノ酸1～150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N9W6
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ