


Anti-Bpgm ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P07738

商品番号: CM0029751



前書き

ヒトBPGM（ビスホスホグリセリ酸ムターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。酸素親和性の調節および赤血球障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BPGM Rabbit pAb
備考/別名	DPGM; ECT8; BPGM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	669
GeneID	669
免疫原	ヒトBPGM (NP_006715.1) のアミノ酸1-259に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07738
タンパク質分子量	30kDa
配送条件	アイスバッグ