


抗Bpiウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17213

商品番号: CM0029472



前書き

ヒト殺菌性透過性亢進タンパク質（BPI）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。自然免疫およびグラム陰性菌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BPI ウサギ pAb
備考・別名	rBPI; BP1FD1; BPI
対象種	ヒト
遺伝子ID	671
免疫原	ヒトBPI（NP_001716.2）のアミノ酸248～487番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17213
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤