

Wb、Elisa用抗Bpifa1ポリクローナル抗体 - Q9Np55

商品番号: CM0029009



前書き

ヒトBPIFA1（SPLUNC1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウス、ラットと交差反応します。自然免疫、気道生物学、抗菌作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BPIFA1 ウサギ pAb
備考/別名	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, ba49G10.5, BPIFA1
種	ヒト
遺伝子ID	51297
免疫原	ヒトBPIFA1（NP_057667.1）のアミノ酸20～256番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NP55
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	氷袋