

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Bpifb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N4F0

商品番号: CM0013244

前書き

ヒトBPIFB2 (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに使用可能。マウスおよびラットとの交差反応性あり。扁桃腺で高発現する分泌型糖タンパク質で、自然免疫および上皮生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BPIFB2 ウサギ pAb
備考/別名	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dJ726C3.2; BPIFB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80341
遺伝子ID	80341
免疫原	ヒトBPIFB2 (NP_079503.1) のアミノ酸40-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8N4F0
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ