

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Brachyury ウサギモノクローナル抗体 - O15178

商品番号: CM0008102



前書き

ヒトBrachyury（T-box転写因子T）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。中胚葉分化および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Brachyury ウサギ mAb
備考/別名	T; TFT; SAVA; Brachyury
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6862
遺伝子ID	6862
免疫原	ヒトBrachyury (O15178) のアミノ酸266-435に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15178
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ