

Wb用抗Braf V600Eモノクローナル抗体 - P15056

商品番号: CM0007013



前書き

BRAF V600E (84 kDa) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒトと反応します。腫瘍学研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRAF V600E ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	673
GeneID	673
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15056
タンパク質重量	84kDa
配送	アイスバッグ