

Anti-Brap (Imp/Brap2/Rnf52) ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q7Z569

商品番号: CM0023808

前書き

ヒトBRAP（BRCA1関連タンパク質、IMP、BRAP2、RNF52）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Rasシグナル伝達、ユビキチン化、核輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRAP Rabbit pAb
備考/別名	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8315
遺伝子ID	8315
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトBRAP (NP_006759.3) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z569
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ