

WbおよびElisa用Anti-Brcalポリクローナル抗体 - P38398

商品番号: CM0014185



前書き

ヒトBRCA1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。免疫原：アミノ酸100-200領域内の合成ペプチド。DNA修復および腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRCA1 Rabbit pAb
備考/別名	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	672
GeneID	672
免疫原	ヒトBRCA1 (NP_009225.1) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P38398
タンパク質分子量	208kDa
配送	アイスバッグ