

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Brca1ポリクローナル抗体 - P38398

商品番号: CM0013583



前書き

ウサギ由来ヒトBRCA1に対するポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで使用可能です。ヒトBRCA1（~208 kDa）を認識します。DNA損傷修復およびがん研究の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRCA1 Rabbit pAb
別名	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCCI; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	672
GeneID	672
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P38398
タンパク質分子量	208kDa
発送方法	氷袋