

Wb用抗Brca2ウサギポリクローナル抗体 - P51587

商品番号: CM0019862



前書き

ヒトBRCA2（UniProt P51587）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットとも交差反応します。DNA損傷修復、がん生物学、細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRCA2ウサギpAb
備考／別名	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
種	ヒト
遺伝子ID	675（ヒト）
免疫原	BRCA2（NP_000050.3）のアミノ酸1400～1600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51587
タンパク質分子量	384kDa
輸送	保冷バッグ