


Wb、Elisa用 抗Brd2 モノクローナル抗体 - P25440

商品番号: CM0005322



前書き

ヒトBRD2（プロモドメイン含有タンパク質2）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。残基1-345に対し作製され、遺伝子調節とクロマチン構造に関与する約88 kDaのクロマチンリーダーを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] BRD2 ウサギ mAb
備考/別名	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6046
GeneID	6046
免疫原	ヒトBRD2（NP_005095.1）のアミノ酸1-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25440
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ