


Wb、Elisa用 抗Brd2 ラビットポリクローナル抗体 - P25440

商品番号: CM0022829



前書き

ヒトBRD2に対するラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。転写調節およびゲノム区画化に関与するクロマチンリーダーである、ブロモドメイン含有タンパク質2を認識します。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD2 Rabbit pAb
備考/別名	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
種	ヒト
遺伝子ID	6046
免疫原	ヒトBRD2 (NP_005095.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25440
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋