


Wb、Elisa用抗Brd9ラビットモノクローナル抗体 - Q9H8M2

商品番号: CM0006389



前書き

ヒトBRD9を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。標的は、転写調節および相同組換えに関与するクロマチンリーダーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD9 Rabbit mAb
備考/別名	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65980
免疫原	ヒトBRD9 (NP_076413.3) のアミノ酸274-597に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8M2
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスパック