


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Brd9ウサギポリクローナル抗体 - Q9H8M2

商品番号: CM0028241



前書き

ヒトBRD9を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。クロマチンリモデリングおよび相同組換え研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD9 ウサギ pAb
備考/別名	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65980
GeneID	65980
免疫原	ヒトBRD9 (NP_076413.3) のアミノ酸274-597に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8M2
タンパク質分子量	67 kDa
輸送	保冷バッグ