

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Brg1/Smarca4 モノクローナル抗体 - P51532

商品番号: CM0003899



前書き

ヒト BRG1/SMARCA4 (SWISS: P51532) を標的とするモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。クロマチンリモデリングと転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRG1/SMARCA4 ウサギ mAb
備考/別名	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6597
遺伝子ID	6597
免疫原	ヒト BRG1/SMARCA4 (P51532) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51532
タンパク質分子量	185 kDa
発送	氷袋