

抗Brinp3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q76B58

商品番号: CM0021264

前書き

BRINP3（FAM5C）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに対応し、ヒト、マウス、ラットと反応します。神経細胞増殖阻害および下垂体腫瘍形成に関与する88 kDaのタンパク質を認識します。UniProt番号はQ76B58です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRINP3 ウサギ pAb
別名	FAM5C; DBCCR1L; DBCCR1L1; BRINP3
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	339479
遺伝子ID	339479
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q76B58
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷剤同梱