

WbおよびElisa用Anti-Brip1ラビットポリクローナル抗体 - Q9Bx63

商品番号: CM0027587



前書き

ヒトBRIP1 (FANCI)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNA修復、ファンconi貧血経路、および染色体安定性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRIP1 Rabbit pAb
備考/別名	OF; BACH1; FANCI; BRIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83990
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトBRIP1 (NP_114432.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BX63
タンパク質分子量	141kDa
配送	氷袋