


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Brix1ポリクローナル抗体 - Q8Tdn6

商品番号: CM0013019



前書き

ヒトBRIX1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生合成および核小体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRIX1 ウサギpAb
備考/別名	BRIX; BXDC2; BRIX1
抗原種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55299
遺伝子ID	55299
免疫原	ヒトBRIX1 (NP_060791.3) のアミノ酸1〜353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDN6
タンパク質分子量	41kDa
配送方法	氷袋