


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Brpfl ポリクローナル抗体 - P55201

商品番号: CM0022355



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたBRPF1
ウサギポリクローナル抗体
(Peregrin)。ヒト、マウス、ラットと反応します。エ
ピジェネティクスおよびクロマチン研究に適していま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRPF1 ウサギ pAb
備考/別名	BR140; IDDDFP; BRPF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7862
遺伝子ID	7862
免疫原	ヒトBRPF1 (NP_001003694) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55201
タンパク質分子量	137kDa
配送	氷袋