

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Brrf2モノクローナル抗体 - P03210

商品番号: CM0007673

前書き

エプスタイン・バー・ウイルス（EBV）テグメントタンパク質BRRF2を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ウイルスの免疫回避機構や宿主-病原体相互作用の研究に最適です。組換え免疫原使用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRRF2 ウサギ mAb
備考/別名	テグメントタンパク質 BRRF2; BRRF2
種	エプスタイン・バー・ウイルス (株 B95-8) (HHV-4)
遺伝子ID	3783729
免疫原	エプスタイン・バー・ウイルス (株 B95-8) (HHV-4) BRRF2の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	エプスタイン・バー・ウイルス
SWISS	P03210
タンパク質分子量	56KDa
発送	保冷バッグ