

抗Brrf2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P03210

商品番号: CM0024054

前書き

エプスタイン・バーウイルステグメントタンパク質BRRF2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済み、ヒトとの交差反応性を有しています。ウイルスの免疫回避およびcGAS-DNA相分離阻害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRRF2 ウサギpAb
備考／別名	テグメントタンパク質 BRRF2; BRRF2
種	エプスタイン・バーウイルス (B95-8株) (HHV-4)
GeneID	3783729
免疫原	エプスタイン・バーウイルス (B95-8株) (HHV-4) BRRF2の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P03210
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷剤