

Anti-Brsk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

商品番号: CM0024692

前書き

WB、IHC-P、ELISA用Anti-
BRSK1ウサギポリクローナル抗体；ヒト、マウス、ラ
ットと交差反応します。ニューロン極性、セントロー
ム複製、およびDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRSK1 Rabbit pAb
備考/別名	SAD-B; hSAD1; BRSK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84446
免疫原	ヒトBRSK1 (NP_115806.1) のアミノ酸310-510に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDC3
タンパク質分子量	85 kDa
配送	氷袋