


抗Brwd1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Nsi6

商品番号: CM0013203



前書き

BRWD1 (WDR9, DCAF19)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのタンパク質と交差反応します。クロマチンリモデリング、転写活性化、繊毛生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRWD1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54014
GeneID	54014
免疫原	ヒトBRWD1のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001007247.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NSI6
タンパク質重量	263kDa
配送	アイスパック