

Wb、If/Icc、Elisa用抗Bsnウサギポリクローナル抗体 - Q9Upa5

商品番号: CM0022858

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質BSNウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス脳組織中の内在性バスーンを検出します。シナプス生物学や神経疾患研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BSN ウサギ pAb
別名	ZNF231; BSN
対象種	ヒト
遺伝子ID	8927
免疫原	ヒトBSN (NP_003449.2) のアミノ酸830～950番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPA5
タンパク質分子量	416kDa
発送方法	保冷剤