

Wb、Elisa用 Anti-Bsnd ラビットポリクローナル抗体 - Q8Wz55

商品番号: CM0024862

前書き

塩素チャネルレギュレーターであるBSND（Barttin）を標的とする、WBおよびELISA用のラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腎臓および聴覚研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BSND Rabbit pAb
備考/別名	BART; DFNb73; BSND
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7809
遺伝子ID	7809
免疫原	ヒトBSND (NP_476517.1) のアミノ酸54-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WZ55
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋