

Anti-Bst2 (Cd317/Tetherin) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応) - Q10589

商品番号: CM0017709



前書き

ヒトBST2 (CD317/Tetherin) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのBST2を認識します。抗ウイルス制限、免疫シグナル伝達、および多発性骨髄腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BST2 Rabbit pAb
備考/別名	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	684
免疫原	ヒトBST2 (NP_004326.1) のアミノ酸49-161に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ