

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Bst2ウサギモノクローナル抗体 - Q10589

商品番号: CM0007383



前書き

CamelBioは、ヒトTetherin/CD317を標的とする抗BST2ウサギモノクローナル抗体（Q10589）を提供しています。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ウイルス制限機構および多発性骨髄腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BST2ウサギmAb
備考／別名	CD317; HML24; TETHERIN; BST2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	684
免疫原	ヒトBST2 (NP_004326.1) のアミノ酸49～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ