

WbおよびElisa用 抗Bsu1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Lr78

商品番号: CM0023021

前書き

シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) のブラシノステロイドシグナル伝達の正の制御因子であるBSU1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。植物ホルモンシグナル伝達および成長発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BSU1 ウサギpAb
備考/別名	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
遺伝子ID	838804
免疫原	シロイヌナズナ BSU1 (NP_171844.6) のアミノ酸694-793の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	Q9LR78
タンパク質重量	88kDa
配送	アイスバッグ