

ウェスタンブロット、免疫沈降、Elisa、Chip用 抗Btaf1ウサギポリクローナル抗体 - O14981

商品番号: CM0028153

前書き

BTAF1ウサギポリクローナル抗体（O14981）は、WB、IP、ELISA、ChIPで検証済みです。ヒトおよびラットと反応します。組換え免疫原、207kDa。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTAF1ウサギpAb
備考/別名	MOT1; TAF172; TAFIII170; TAF(II)170; BTAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9044
遺伝子ID	9044
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14981
タンパク質分子量	207kDa
配送	保冷バッグ