

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Btbd11ウサギポリクローナル抗体 - Q6Gqw0

商品番号: CM0022344

前書き

Btbd11を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。Btbd11は抑制性介在ニューロン特異的シナプスタンパク質です。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Btbd11 ウサギ pAb
備考/別名	Btbd11; 6330404E16Rik
種	マウス
遺伝子ID	74007 (マウス)
免疫原	マウスBtbd11 (NP_082985.2) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6GQW0
タンパク質分子量	122kDa
輸送	保冷バッグ