

Anti-Btbd7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P203

商品番号: CM0023828

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-BTBD7 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のBTBD7を検出します。IVDアッセイ開発における上皮ダイナミクスおよび器官分枝研究の重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTBD7 Rabbit pAb
備考/別名	FUP1; BTBD7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55727
免疫原	ヒトBTBD7 (NP_060637.1) のアミノ酸5-75に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P203
タンパク質分子量	126kDa
配送	アイスバッグ