

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Btbd9ウサギポリクローナル抗体 - Q96Q07

商品番号: CM0019829

前書き

ヒトBTBD9のアミノ酸283-582に対して作製されたBTBD9ウサギpAbは、ウエスタンブロットおよびELISAにおいて内因性BTBD9を検出します。神経科学および腎臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTBD9ウサギpAb
備考/別名	dJ322I12.1; BTBD9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114781
GeneID	114781
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBTBD9 (AAI01358.1) のアミノ酸283-582に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96Q07
タンパク質分子量	69kDa
輸送	氷袋