

Wb、Elisa用抗Btcウサギポリクローナル抗体 - P35070

商品番号: CM0023013



前書き

ヒトBTC（Probetacellulin）を標的とするポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。がんおよび発生学研究における増殖因子シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTC Rabbit pAb
備考/別名	BTC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	685
GeneID	685
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35070
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋