


Anti-Btf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P20290

商品番号: CM0023545



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのBTF3

ウサギポリクローナル抗体です。BTF3（NAC-beta）は新生ポリペプチド関連複合体のサブユニットおよび転写因子として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTF3 Rabbit pAb
備考／別名	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	689
GeneID	689
免疫原	合成ペプチド；ヒトBTF3（NP_001198.2）のアミノ酸50～150番の配列内に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20290
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤