

Wb、Elisa用抗Btg3ポリクローナル抗体 - Q14201

商品番号: CM0025521

前書き

ウサギ由来抗BTG3ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、細胞周期調節因子であり神経上皮や生殖組織に多く存在するヒトBTG3（Q14201）を標的とします。がん研究や発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTG3 ウサギ pAb
備考／別名	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10950
遺伝子ID	10950
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBTG3（NP_006797.3）のアミノ酸150～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14201
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋