


Anti-Btk Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

商品番号: CM0002078



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのBTK Rabbit Monoclonal

Antibody。ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。B細胞受容体シグナル伝達および免疫不全研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTK Rabbit mAb
備考/エイリアス	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	695
GeneID	695
免疫原	ヒトBTK (Q06187) のアミノ酸560-659内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06187
タンパク質分子量	76 kDa
配送	アイスバッグ