


Wb、Elisa用 抗Btla (Cd272) ポリクローナル抗体 - Q7Z6A9

商品番号: CM0017589



前書き

ヒトB細胞・T細胞減衰因子（BTLA、CD272）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用。ヒトおよびマウスのBTLAを検出します。免疫チェックポイントおよびリンパ球シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTLA Rabbit pAb
備考/別名	BTLA1; CD272; BTLA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	151888
遺伝子ID	151888
免疫原	ヒトBTLA (NP_001078826.1) のアミノ酸31-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z6A9
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋