

Wb、Elisa用 抗Btla ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z6A9

商品番号: CM0027408



前書き

BTLA (CD272)

ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リンパ球減衰および免疫チェックポイントシグナル伝達の研究に最適。タンパク質分子量：33 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTLA ウサギ pAb
備考/別名	BTLA1, CD272, BTLA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	151888
GeneID	151888
免疫原	ヒト BTLA のアミノ酸31-241に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001078826.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q7Z6A9
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ