

Anti-Btn2A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7Kyr7

商品番号: CM0007340



前書き

ヒトブチロフィリンサブファミリー2メンバーA1（BTN2A1）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています；天然および組換えヒトBTN2A1を認識します。免疫学および膜タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTN2A1 Rabbit mAb
備考/別名	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
種	ヒト
GeneID (human)	11120
免疫原	ヒトBTN2A1（NP_008980.1）のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7KYR7
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ