

Anti-Btn2A1 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q7Kyr7

商品番号: CM0016404



前書き

ヒトブチロフィリンサブファミリー2メンバーA1 (BTN2A1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。細胞表面受容体および組織発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTN2A1 ウサギ pAb
備考/別名	BTFL1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
種	ヒト
遺伝子ID	11120
免疫原	ヒトBTN2A1 (NP_510961.1) のアミノ酸30-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Kyr7
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ