

Fc用 抗Btn3A1/2/3 モノクローナル抗体 - O00481 / P78410 / O00478

商品番号: CM0010074



前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト

BTN3A1/2/3

モノクローナル抗体。T細胞活性化と免疫応答に関与するブチロフィリンサブファミリー3メンバーを標的とします。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒト BTN3A1/2/3 モノクローナル抗体
備考/別名	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
免疫原	組換えタンパク質、ヒトBTN3A1 (NP_008979.3) の470-630番目のアミノ酸配列に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	O00481/P78410/O00478
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷バッグ