

Wb、Elisa用Anti-Btn3A3ウサギポリクローナル抗体 - O00478

商品番号: CM0018063



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのBTN3A3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBTN3A3を検出します。BTN3A3はT細胞の適応免疫応答を調節する因子です。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTN3A3ウサギpAb
別名／エイリアス	BTf3; BTN3.3; BTN3A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10384
GeneID	10384
免疫原	ヒトBTN3A3 (NP_008925.1) のアミノ酸510～584に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00478
タンパク質分子量	65 kDa
輸送	保冷バッグ